

Mentions réglementaires de SmartLinx DIM

Introduction

Cette notice contient les informations réglementaires concernant le produit SmartLinx DIM et constitue donc une extension du *SmartLinx DIM Installation and Maintenance Guide* (guide d'installation et d'entretien). Elle détaille les déclarations de conformité nécessaires pour que le produit soit certifié et approuvé. Capsule Technologie s'engage à fournir des produits conformes aux normes, lois et réglementations.

Marques d'homologation



Tri sélectif des déchets électriques et électroniques (directive DEEE)



Conformité aux directives européennes



Underwriter's Laboratory



Marquage de conformité avec la réglementation australienne

Conformité aux exigences réglementaires et approbations

Union européenne

Directive CEM

Conformément à la directive CEM 2014/30/EU, Article 18.2, l'usage du SmartLinx DIM est interdit dans les zones résidentielles.

Conformité REACH

Conformément à la réglementation REACH 1907/2006, Article 33 et à l'introduction du plomb dans la liste des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Capsule Technologie a identifié un composant dans le SmartLinx DIM contenant du plomb à une quantité supérieure à 0,1 % poids/poids. Le connecteur série DB9 est constitué d'un alliage contenant du plomb. Ce composant ne libère pas sa substance dans des conditions d'utilisation normales et raisonnablement prévisibles. Le SmartLinx DIM est conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, comme expliqué dans la rubrique intitulée *Conformité aux directives RoHS et DEEE*.

Conformité aux directives RoHS et DEEE

Les composants du SmartLinx DIM ne contiennent aucune des substances suivantes (en concentration dépassant les seuils autorisés) :

- Plomb
- Mercure
- Cadmium
- Chrome hexavalent
- Polybromobiphényles (PBB)

- Polybromodiphényléthers (PBDE)
- phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)
- Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)
- Phtalate de dibutyle (DBP)
- Phtalate de diisobutyle (DIBP)

Japon

Conformité aux directives RoHS

Pour plus d'informations sur la conformité à la directive RoHS du Japon, consulter le site Internet à l'adresse suivante : <https://capsuletechnologies.com/notices>.

Thaïlande

Conformité aux directives RoHS

Le SmartLinx DIM est conforme à la notification du Ministère de l'industrie en Thaïlande N° 3865 (B.E. 2551) de 2008

États-Unis

Federal Communications Commission

Le SmartLinx DIM est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est sujet à deux conditions :

- Cet appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles
- Cet appareil doit accepter la réception de toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement : Des changements ou des modifications non expressément autorisés par Capsule peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et s'est révélé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, au titre de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences dangereuses dans une installation résidentielle type. Ce matériel produit, utilise et peut faire rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Il n'existe cependant aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si ce matériel produit des interférences nuisibles pour la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en mettant le matériel hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences de l'une ou de plusieurs des manières suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
 - Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
 - Connecter le matériel dans une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté
 - Consulter le distributeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour demander de l'aide
-

Normes

Domaine	Norme
Compatibilité électro-magnétique/Interférences électro-magnétiques	<ul style="list-style-type: none"> • FCC 47 CFR Part 15 subpart B • CAN ICES-003 B / NMB-003 B • CISPR 32 • CISPR 24
Sécurité	CEI 60950-1

Élimination

Dans le cadre de l'utilisation de SmartLinx DIM, les déchets solides accumulés peuvent nécessiter une mise au rebut ou un recyclage approprié.

Recyclage et environnement

La mise au rebut incorrecte des équipements informatiques et médicaux peut avoir un impact négatif sur la santé et l'environnement. Nous vous recommandons de respecter les consignes de mise au rebut pour tous les produits Capsule afin de permettre récupération et recyclage. Vous pouvez également recycler les emballages et les guides selon la réglementation en vigueur sur le recyclage.

Dans l'Union européenne, Capsule peut fournir à ses clients des solutions de reprise et de recyclage à titre gratuit. Si vous souhaitez faire recycler vos vieux produits Capsule, consulter le site Internet de Capsule ou contacter votre représentant local Capsule.

Mentions légales

© 2019 Capsule Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Ce produit et sa documentation sont protégés par des droits d'auteur et sont distribués sous licence limitant leur utilisation, copie, distribution et décompilation. La reproduction même partielle de ce produit, sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, est interdite sans autorisation préalable écrite de Capsule Technologies, Inc.

Ces données techniques peuvent être soumises aux lois de transfert ou d'exportation et de réexportation (« exportation ») américaines et internationales. Les déviations contraires aux lois américaines et internationales sont strictement interdites.

SmartLinx Medical Device Information System et d'autres marques ou logos associés sont des marques commerciales ou des marques déposées de Capsule Technologie SAS.

Le matériel et le logiciel de Capsule Technologies, Inc. sont soumis à toutes les licences et limitations de tiers figurant dans le fichier électronique « mentions légales de tiers » fourni avec le logiciel ou disponible sur demande auprès de Capsule Technologies, Inc.

Toutes les autres marques commerciales, marques de service, marques déposées et marques de service déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

DHF19252

DCN 2017-051